

FICHE PRODUIT



Film AGFA DT1B, Dim 28 x 35 cm

Référence : DT1B-2835

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le film de radiographie AGFA de SOCIMED a été spécialement conçu pour produire les clichés à niveaux de gris de la qualité de diagnostic la plus élevée avec les reprographes à sec socimed 2000, 3000, 4500 et 4500M (pour une utilisation multimodalité). La technologie d'imagerie à sec numérique directe produit des clichés à niveaux de gris avec un Dmax et un contraste élevés. Elle donne des résultats de la même clarté et de la même qualité qu'un film laser "humide", en offrant tous les avantages de la technologie à sec: pas de développement par voie humide, pas de chambre noire, pas de produits chimiques. Les images de qualité supérieure sont générées très simplement et très proprement. Sa conception sophistiquée est synonyme de qualité optimale.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-agfa-drystar-dt1b/5186-film-agfa-dt1b-dim-28-x-35-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com