

FICHE PRODUIT

Film AGFA DT1B, Dim 35 x 43 cm

Référence : DT1B-3543

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Les films de radiographie AGFA DT1B commercialisés par SOCIMED, sont des films à niveau de gris numérique direct. Ils offrent un contraste et une densité élevée pour donner la meilleure qualité de clichés avec les reprographes SOCIMED 2000, 3000, ou 4500(M).

Ces films ont été spécialement conçus pour produire des clichés à niveau de gris de la qualité de diagnostic la plus élevée, avec des reprographes à sec de catégorie variée, pour une utilisation multi-modalité. La technologie d'imagerie à sec numérique directe produit des clichés à niveau de gris avec un Dmax et un contraste élevés. Elle donne des résultats de la même clarté et de la même qualité qu'un film laser "humide", en offrant tous les avantages de la technologie à sec: pas de développement par voie humide, pas de chambre noire, pas de produits chimiques. Les images de qualité supérieure sont générées très simplement et très proprement.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/film-agfa-drystar-dt1b/5187-film-agfa-dt1b-dim-35-x-43-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com