

FICHE PRODUIT

Lames superfrost, bords rodés 90° - coins coupés

Référence : SOC-LR90SFCC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lames superfrost, bords rodés 90° :

- * Lames de haute définition avec plage d'identification blanche ou de couleur; Résistantes aux solvants, colorants;
- * Lames très planes en verre blanc : transparence parfaite et amélioration de la visualisation au microscope. Absence d'artéfact de lecture facilitant le diagnostic;
- * Identification aisée des coupes grâce aux plages d'identification couleur (évite les étiquettes rapportées);
- * Lames compatibles avec les appareils à coloration automatique et les centrifugeurs pour lames;
- * Présentation en boîte carton « color codée » à la couleur des lames pour identification;
- * Lames tenues hors poussière grâce au traitement interne de la boîte carton et de son cellophanage;
- * Le rodage évite toute blessure accidentelle;
- * Condition minimum de vente : 2 000 lames (40 boîtes de 50).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

4 versions :

- * Bords coupés (bruts);
- * Bords et coins rodés 90°;
- * Bords rodés 90°, coins coupés;
- * Bords rodés 45°, coins coupés;

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lames-superfrost/519-lames-superfrost-bords-rodés-90-coins-coupés.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com