

FICHE PRODUIT

Film de Radiographie AGFA DT2B, Dim 35 x 43 cm (boîte de 100)

Référence : DT2B-3543

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Le film de radiographie numérique DT2B Boîte de 100 de SOCIMED offre les avantages suivants:

- Film à niveaux de gris de seconde génération à débit élevé pour le développement à sec
- Spécialement conçu pour les reprographes DRYSTAR 5X00
- Pas de développement par voie humide, pas de chambre noire, pas de produits chimiques
- Des images claires et nettes
- Excellente stabilité de l'image
- Archivage sûr pendant 20 ans

une technologie écologique dans un système facile à utiliser:

la technologie d'imagerie à sec numérique garantit une utilisation simple et pratique. La sensibilité à la chaleur du film DT2B permet un chargement aisé à la lumière du jour, aussi facile que l'insertion d'un CD dans votre PC. Il n'y a pas de développement par voie humide ni de chambre noire. Plus besoin de produits de nettoyage, de réglages fastidieux ou d'éliminer les produits chimiques. Le développement des images est plus efficace et économique. L'emballage du film est entièrement recyclable et combiné à l'élimination des produits chimiques, constitue une solution plus respectueuse pour l'environnement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Des images claires et nettes :

Le film radiographique AGFA DT2B est construit sur une base en PET d'une épaisseur de 168 µm, revêtue de sels d'argent et d'une couche protectrice sur le dessus qui le rend résistant aux rayures et à l'humidité. La base en PET aux coins arrondis permet de manipuler le film comme n'importe quel film radiographique conventionnel. La couche d'imagerie à base d'argent est sensible à la chaleur plutôt qu'à la lumière, garantissant un faible voile, un contraste élevé, ainsi qu'une excellente stabilité de l'image.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-agfa-drystar-dt2b/5191-film-de-radiographie-agfa-dt2b-dim-35-x-43-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com