

FICHE PRODUIT



Film de Radiographie FUJI HR- U (ancien HR-T)

Référence : HR-T-1824

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

100 feuilles

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-de-radiographie-fuji/5192-film-de-radiographie-fuji-hr-t-dim-18-x-24-cm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dimensions_film_radiographie - 24 x 30 cm	HR-T-24301	
dimensions_film_radiographie - 30 x 40 cm	HR-T-30401	
dimensions_film_radiographie - 18 x 24 cm	HR-T-18241	
dimensions_film_radiographie - 35 x 35 cm	HR-T-35351	
dimensions_film_radiographie - 35 x 43 cm	HR-T-35431	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com