

FICHE PRODUIT



Film de Radiographie LAsar sec FUJI DI-HL

Référence : DI-HL-2025

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Film de Radiographie FUJI DI-HL.

Boîte de 150 feuilles

Descriptions:

Film radiographique laser sec Fuji DI-HL. Les films radiographique laser sec Fuji DI-HL ont pour rôle principal d'uniformiser les images de très basse densité. Leur teinte neutre produisant des images comparables à celles obtenues à partir du traitement humide conventionnel.

Les films Fuji DI-HL sont utilisés avec les reprographes DRYPIX 4000-5000-7000.

Le système ECO-DRY est respectueux de l'environnement, à la fois dans son traitement des films et dans sa technologie de production. Son secret repose dans le film DRYPIX, qui utilise des solvants aqueux ne laissant pas d'odeur désagréable. Résultat: des images à la tonalité neutre d'une impeccable netteté, comparable à celle obtenue avec un film humide.

ECO-DRY intègre la nouvelle technologie de revêtement liquide qui évite l'utilisation de solvants organiques, nocifs pour l'environnement, lors du développement thermique des matériaux sensibles à la lumière.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie


Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-de-radiographie-fuji/5200-film-de-radiographie-fuji-di-hl-dim-20-x-25-cm.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dimensions_film_radiographie - 20 x 25 cm	DI-HL-20251	
dimensions_film_radiographie - 25 x 30 cm	DI-HL-25301	
dimensions_film_radiographie - 26 x 36 cm	DI-HL-26361	
dimensions_film_radiographie - 36 x 43 cm	DI-HL-36431	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com