

FICHE PRODUIT



Congélateur ultra-basse température -10°C à -86°C

Référence : SOC-DW-HW138

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Modèle: DW-HW138.
- Capacité: 138 Litres.
- Température: -10°C à -86°C.
- Dimensions (mm): 890 x 1320 x 100.
- Poids: 215 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/5206-refrigerateur-basse-temperature.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com