

FICHE PRODUIT

Film de Radiographie KODAK DVE, Dim 28 x 35 cm

Référence : DVB-2835

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CET ARTICLE N'EST PLUS COMMERCIALISÉ

500 films

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-de-radiographie-kodak-dvb/5208-film-de-radiographie-kodak-dvb-dim-28-x-35-cm.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com