

FICHE PRODUIT



Film de Radiographie KODAK DVE, Dim 35 x 43 cm

Référence : DVB-3543

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CET ARTICLE N'EST PLUS COMMERCIALISÉ

Caractéristiques techniques du **film de radiographie KODAK DVB**

Dimensions: 35 x 43 cm

Adapté pour les reprographes laser **CARESTREAM 6800, 8900, 5700, 8100, 8200 et 8700.**

Conditionnement minimum de vente: 500 films

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/film-de-radiographie-kodak-dvb/5209-film-de-radiographie-kodak-dvb-dim-35-x-43-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com