

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur à température Ultra-basse DW-HL 218 -10°C - 86°C

Référence : SOC-DW-HL218

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Modèle: DW-HL 218.
- Capacité: 218 Litres.
- Puissance absorbée (d'entrée): 1800
- Température: -10°C ~ -86°C.
- Dimensions (mm): 940 x 840 x 1552.
- Poids: 225 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/5210-refrigerateur-a-temperature-ultra-basse-dw-hl218-10-86-c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com