

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur ultra-basse température, 328 litres

Référence : SOC-DW-HW328

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 1

Description du produit

Réfrigérateur ultra-basse température, 328 litres

autre technologie de Réfrigération:

Utilisant une technologie de protection de l'environnement brevetée (Brevet No. ZL02117656.6).

- Corps épais supplémentaire de conservation de la chaleur de 150 mm
- Utilisant le célèbre compresseur de marque internationale EBM importée d'Allemagne.

Système de contrôle de haut niveau:

- La température ambiante intérieure comprise entre -40°C et 86°C
- Affichage numérique
- Clavier verrouillé par code secret protégeant ainsi tout changement aléatoire des paramètres en cours d'exécution.
- Système d'alarme audible et visuel parfait déclenché en cas de: température élevée et/ou basse, batterie faible, porte ouverte, bloc de filtre, panne de courant.
- Facultatif: imprimeur d'enregistrement de température, batteries de secours et lumières pour alarme.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conception Humanisée:

- Equipé d'un système de blocage empêchant toute ouverture aléatoire de l'appareil.
- La porte extérieure augmentant la chaleur, préservant le panneau (tableau) à l'intérieur de l'appareil et, conservant l'air froid.
- Bonne conservation de la chaleur.
- Porte à fermeture automatique et à ouverture facile.

Caractéristiques:

- Modèle: DW-HL328'.
- Capacité: 328 Litres.
- Température: -10°C ~ -86°C.
- Dimensions (mm): 890 x 2005 x 1009.
- Poids: 260kg.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/refrigerateur/5213-refrigerateur-basse-temperature328.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com