

FICHE PRODUIT



Toise Bébé

Référence : SOC-TOISEBEBE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La **Toise Bébé** est utilisée pour mesurer les bébés en position allongée.

Caractéristiques:

- Mat horizontal gradué en demi-centimètres ; chiffres tous les 5 centimètres.
- Un curseur fixe et un curseur mobile.

Dimensions:

- Longueur utile: 1 mètre
- Longueur hors tout: 1,14 mètre
- Poids: 1,2 Kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/5214-toise-bebe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com