

FICHE PRODUIT

Autoclave de table, Modèle ASTER

Référence : SOC-AA-3000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

AUTOCLAVE modèle ASTER 3000 classe B-S-N à vides fractionnés.

- Petit appareil de stérilisation à vapeur classe B-S-N à vide fractionné.
- Satisfait les normes de la nouvelle réglementation européenne en vigueur UNI:EN: 13060-2004.
- Son logiciel de gestion autorise la stérilisation automatique de tout type de matériel:

• CLASSE B:

- Produits massifs et poreux sous enveloppes ou non.

• CLASSE S:

- Produits avec corps cave sous enveloppe ou non.

• CLASSE N:

- Produits massifs qui ne sont pas sous enveloppes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-de-table/5215-autoclave-de-table-modele-aster.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com