

FICHE PRODUIT



Bouteille d'oxygène médical (livrée vide) 200 Bar, 1000 Litres d'oxygène ou 5 Litres d'eau

Référence : SPE-830071

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Bouteille d'oxygène médical (livrée vide) 200 Bar, 1000 Litres d'oxygène ou 5 Litres d'eau

- Bouteille d'oxygène médical (bouteille livrée vide)
- Avec robinet pour étrier
- Volume 1000 litres d'oxygène ou 5 Litres d'eau
- Détendeur vendu séparément (SOC-5503212)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/5219-bouteilles-d-oxyga-ne-ma-dical-200-bar-1000-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com