

FICHE PRODUIT

Sac d'assistance respiratoire 400 Litres

Référence : SPE-802141

Points forts

- délais : 3 semaines
- Garantie : 1

Description du produit

Recommandé pour : médecins, chirurgiens-dentistes, infirmeries (industries, chantiers, clubs de loisirs, ...) centres sportifs, piscines, clubs de plongée, bateaux, etc... établissements de soins et maisons de retraite

Valise en aluminium fonctionnelle, compacte, robuste et spacieuse (51x23x28 cm). Visibilité et accessibilité immédiate de tous les composants.

- 1 bouteille de 2 l (sous AMM), soit 400 l d'oxygène médical détendu à 200 bar (bouteille livrée vide)
- 1 manodétendeur-débitre à étrier 0-15 l/mn, à 9 débits pré-réglés
- 1 insufflateur manuel en vinyle avec 2 masques (adulte n°5 et enfant n°3), valve de suppression, réservoir O2, tube 2 m. Ballon, valve et masques stérilisables à froid.
- 1 masque à oxygène avec tubulure O2
- 3 canules de Guedel (Adulte, Enfant, Nourrisson)
- 1 pince tire-langue, 1 ouvre-bouche

Poids bouteille : 3,8 kg. (bouteille livrée vide)

Poids total : 10 kg

Autonomie : 20 à 24 minutes à 15 l/mn

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/5220-sac-d-assistance-respiratoire-400-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	3 semaines
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com