


FICHE PRODUIT



TUBE 5ML POLYSTYRENE APLAT BLANC GRADUE

Référence : SOC-TH5APG02

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Tube plastique à fond rond, bord droit, en polystyrène

- Gradué de 0,5 en 0,5ml de 1 à 5ml avec aplat de couleur Blanche;
- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 11 x 13 x 75mm;
- Bouchon: non;
- Volume utile: 5ml;
- Conditionnement: carton de 4 sacs de 500;
- Conditionnement minimum de vente: Carton de 2000.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/tubes-bord-droit/5222-tube-5ml-polystyrene-aplat-blanc-gradue.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com