

FICHE PRODUIT

Humidificateurs barboteur d'oxygène médical 200 ml

Référence : SOC-820012

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Humidificateur d'oxygène médical Autoclavable : Flacon de 200 ml (Raccord 12/125) autoclavable à 134°C.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/5228-humidificateur-flacon-200-ml.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com