

FICHE PRODUIT



Lit hospitalisation, Modèle ERE-01

Référence : SOC-ERE-01

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le **lit d'hospitalisation simple** SOCIMED est spécialement conçu pour offrir un excellent confort au patient tout en assurant une grande facilité d'utilisation pour le personnel soignant.

Sa **structure métallique en acier laqué** assure une résistance et une durabilité optimales, même dans un usage intensif hospitalier.

Le **dossier réglable manuellement** permet d'adapter la position du patient pour plus de confort durant les soins ou les repas.

Les **roulettes avec freins** facilitent les déplacements du lit dans les chambres ou les couloirs, tout en garantissant une stabilité parfaite lorsqu'il est en position fixe.

Ce lit médical simple est particulièrement adapté aux **cliniques, hôpitaux, centres de soins et maisons de retraite**, pour les patients nécessitant une hospitalisation de courte ou longue durée.

Caractéristiques principales :

- Structure en acier peint époxy, haute résistance à la corrosion
- Dossier réglable manuellement par crémaillère
- Sommier à lattes métalliques ou panneaux perforés selon modèle
- Roulettes pivotantes avec système de freinage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Têtes et pieds de lit amovibles pour entretien facilité
- Charge maximale supportée : jusqu'à 150 kg

Caractéristiques:

- Dimensions : 2040 x 900 x 500mm.
- Diamètre de tube : 38m.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/5229-hospital-bed1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Lit hospitalisation

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com