

FICHE PRODUIT

Détendeur - débitlitre à vis 0-15 L/M

Référence : SOC-840124

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Détendeur
- Débitlitres à 9 débits pré réglés (Raccord 12/125)
- Débit: 0 - 15 litres par minute à vis

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/5235-detendeur-debitlitre-a-vis-0-15-l-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com