

FICHE PRODUIT

Boîtes de préservatifs en lot de 48

Référence : SOC-PRE06

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Ces préservatifs sont vendus en paquet de 144 préservatifs.

Préservatifs conditionnés en boîtes de 3 et vendu en paquet de 48 boîtes de 3 préservatifs.

- Préservatif en latex de caoutchouc naturel, avec réservoir.
- Le Préservatif est sous emballage individuelle.
- Nos préservatifs sont vendu par 48 paquets de 3 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/5236-preservatif-paquet-de-48-boites-de-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com