

FICHE PRODUIT



Microscope biologique binoculaire, modèle N-180M

Référence : SOC-N-180M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Microscope binoculaire, modèle N-180M :

- * Tête: Binoculaire, inclinaison 45°;
- * Occulaires: WF 10X , WF 20X;
- * Objectifs: 4X, 10X, 100X;
- * Condenseur à champs lumineux ;
- * Lampe halogène 6V 20W,
- * Luminosité ajustable.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/5240-microscope-biologique-binoculaire-modele-n-180m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com