

FICHE PRODUIT



Sonde linéaire DDP 9900 Plus LA7.5MHz/L38 (6.0/7.5/8.5/10MHz)

Référence : SOC-SONDLIDDP9900

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Sonde électronique linéaire LA7.5MHz/38 (6.0/7.5/8.5/10.0MHz)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-echographe/5241-sonde-lineaire-ddp-9900-plus-la7-5mhz-l38-6-0-7-5-8-5-10mhz.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com