

FICHE PRODUIT



Sonde endocavitaire multifréquences pour DDP 6600

Référence : SOC-ENDO-6600

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Sonde endocavitaire multifréquences pour DDP 6600 : EV 6.5 MHz / R10 (5.0 / 6.5 / 8.0 MHz)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-echographe/5243-sonde-endocavitaire-multifrequences-pour-ddp-6600.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com