

FICHE PRODUIT



Cardiotocographe (Monitoring Foetal) F9

Référence : SOC-CARF9

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du cardiotocographe (Monitoring Foetal) F9:

- Manipulation aisée grâce à son écran escamotable.
- Support pour capteur (sonde) et support mural.
- Poignée de transport.
- Lecture facile grâce à 02 modes d'affichage (courbes et valeurs numériques) et à 04 couleurs de fond d'écran.
- 24 heures de stockage des tracés.
- Impression rapide des tracés stockés.
- Algorithme de vérification croisée pour vérifier toute coïncidence entre plusieurs rythmes cardiaques.
- Excellent algorithme de détection.
- Capteurs (sondes) ultrason étanches de 1 Mhz et à 12 cristaux pour une détection précise.
- Détection automatique des mouvements fœtaux.
- Fonction standard: fonction gémellaire, TOCO (interne et externe), MF, MFA.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fonction en option: FECG, PIU, Stimulateur fœtal, Batterie interne.
- Capacité réseau Ethernet et WIFI.
- Connectique USB pour exporter les données.
- Alarme Visuelle et audio.
- Enregistrement et réécoute audio jusqu'à 1 heure.
- Imprimante thermique, largeur du papier 152 mm.
- Capacité réseaux interface avec central de monitoring MFM-CNS.

Caractéristique physique du cardiotocographe (Monitoring Foetal) F9

- Dimensions: 347mm x 330mm x 126mm.
- Poids: approximatif 6kg.

Ecran

- Ecran en couleurs : 12.1 pouces TFT-LCD.
- Résolution: 800 (L) x 600 (H).

Ultrason

- Technologie: doppler pulsé ultrasonique av.
- Taux de répétition des impulsions: 2KHz.
- Fréquence de l'ultrason: 1.0MHz $\pm$ 10%.
- Gamme de mesure RCF: 50 bpm - 240 bpm.
- Résolution: 1 bpm.
- Précision: ± 1 bpm.
- Iob: <10mW/cm².

FECG

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Technologie de détection peak-peak.
- Gamme de mesure ECG foetal: 30 bpm - 240 bpm.
- Résolution: 1bpm.
- Précision: ± 1 bpm.

TOGO

- Gamme de mesure: 0%-100%.
- Erreur non-linéaire: 10%.
- Résolution: 1%.
- Mise à zéro: automatique *1* manuel.

PIU

- Gamme de mesure: 0- 100 mmHg.
- Erreur non-linéaire: ± 3 mmHg.
- Résolution: 1%.
- Mise à zéro: automatique *1* manuel.

Mouvement Fœtal Automatique

- Technologie: doppler pulsé ultrasonique.
- Gamme de mesure: 0-100(%).
- Résolution: 1%.

ECG

Contrôle manuel de l'affichage des formes d'onde ECG Détection automatique de la déconnection des électrodes.

SpO2

- Gamme de mesure: 50% - 100%.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Résolution: 1%.

FC

- Gamme de mesure: 30 bpm - 240 bpm.
- Précision: ± 2 bpm.

Pouls

- Gamme de mesure: 30 bpm - 240 bpm.
- Précision: ± 2 bpm.

PNI (adulte)

- Systole: 40 mmHg- 270 mmHg.
- Moyenne: 20 mmHg - 235 mmHg.
- Diastole: 10 mmHg- 215 mmHg.
- Résolution: 1 mmHg.

TEMP

- Gamme de mesure: 0° c- 50° c.
- Précision: $\pm 0.2^\circ$ c.

Imprimante

- Papier thermosensible de largeur de 150/152mm.
- Vitesse d'impression: 1/2/3 cm/min, 25mm/sec pour réimpression des données de la mémoire.

Alimentation électrique

- Voltage de fonctionnement: 100-240v.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fréquence de fonctionnement: 50/60 Hz.
- Batterie rechargeable Li-ion 14.8V 14400 mAh.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiocardiographes/5246-cardiogramme-monitoring-foetal-f9.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com