

FICHE PRODUIT



Sonde linéaire DC-6E 7L4A (5 à 10 Mhz)

Référence : SOC-MIN-7L4A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Sonde électronique linéaire 7L4A (5 à 10 Mhz)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-echographe/5250-sonde-lineaire-dc-6e-7l4a-5-a-10-mhz.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com