

FICHE PRODUIT



Sonde linéaire multifréquences pour DDP 3300 VET

Référence : SOC-MIN-3300V

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Sonde linéaire multifréquences pour DDP 3300 vet: LA 7.5 MHz / L38 (5.0 / 7.5 / 10 Hz)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-echographe/5251-sonde-lineaire-multifrequences-pour-ddp-3300-vet.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com