

FICHE PRODUIT



Sonde endocavitaire EV 6.5 MHz / R13

Référence : MIN-11EV65

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Sonde endocavitaire EV 6.5 MHz / R13

Fréquence: 5.0 / 6.5 MHz

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-echographe/5255-sonde-endocavitaire-ev6-5mhz-r13.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com