

FICHE PRODUIT

Etriers pour divan d'examen en inox et Etaux de Fixation tube rond

Référence : SOC-GEU-812847

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Talonniers (la paire) pour table d'examen livrée avec ses étaux de fixation. *Etriers (la paire)
*Talonniers (la paire) *Se montent sur les deux types de divan d'examen vendu sur notre site (paire d'étaux fournis) NB: Concernant les étaux de fixation, nous contacter avant la commande si l'empiètement du divan est du type tube carré ou tube rond.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divan-d-examen-a-tube-carre/5256-talonniers-la-paire-et-etaux-fixation-tube-rond.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com