

FICHE PRODUIT

Agitateur Rotatif pour Hématologie

Référence : SOC-KJMR-IV

Description du produit

Caractéristiques: La rotation uniforme permet d'obtenir un mélange du sang homogène et régulier ce qui garantit une bonne précision et une répétabilité des résultats. L'opérateur insère et retire facilement les flacons, Vitesse ajustable,

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-rotatif/5259-agitateur-rotatif-pour-hematologie.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com