


FICHE PRODUIT



Développeuse de film radiologique HQ-350XT

Référence : SOC-REAI001001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques de la Développeuse de film radiologique HQ-350XT:

- Format du Film: 3 x 5"-14 x 17" (7.6 x 12 cm-37 x4 3.5 cm).
- Application: radiologie, CT, MRI, etc.
- Temps du développement: 25 s, 35 s, 45 s.
- Temps du Cycle (capacité): 90 s (70 pcs / heure) - 127 s (50 pcs / heure) - 160 s (40 pcs / heure).
- Vitesse standard: 556 mm / min (dev. times = 25 s).
- Température des bains: 28.0--37.0° (x 0.3°).
- Température de séchage: 50--60°(x 3°).
- Volume des cuves: Développeur 5,5 Litres;
- Fixateur 5,5 L.itres.
- Remplissage: Automatique (contrôlé par capteur infrarouge) / Manuel.
- Rinçage: contrôlé par une bobine et ne commence que dès l'insertion du film.
- Procédure des opérations: développement - fixation - rinçage - séchage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Alimentation: 220 v / AC 1,6 KW;
- Dimensions: 87 x 58 x 52c m (60 KG net).

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/developpeuse-automatique-de-film/5262-developpeuse-de-film-radiologique-hq-350xt.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com