

FICHE PRODUIT



Développeuse de film radiologique COMPACT 2

Référence : SOC-REAI001004

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 3

Description du produit

Caractéristiques de la développeuse de film radiologique COMPACT 2 :

- Temps du développement: 20 s -- 90 s variable.
- Temps du Cycle: 1 - 5min. (60 - 300 sec).
- Capacité (60"): Format de film 10 x 10 (4 x parallèle) = 3020 films/h, Format de film 24 x 18 (2 x parallèle) = 697 films/h, Format de film 24 x 30 = 348 films/h, Format de film 35 x 43 = 245 films/h.
- Température des bains: 28 - 40°.
- Température de séchage: 35 - 70°.
- Volume des cuves: 25Litres.
- Remplissage: Automatique (contrôlé par capteur infrarouge).
- Rinçage: contrôlé par une bobine et ne commence que dès l'insertion du film.
- procédure des opérations: développement - fixation - rinçage - séchage.
- Alimentation: 208 - 240 V; 10 - 14 A; 50 / 60 Hz; Dimensions: 97 x 68 x 127 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/developpeuse-automatique-de-film/5263-developpeuse-de-film-radiologique-compact2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	3

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com