


FICHE PRODUIT



Morgue (Chambre froide) 4 corps modèle morg421

Référence : SOC-MORG421

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description

- * La chambre froide 4 corps 2 portes est disponible avec 2 passages utiles de 65cm ou avec un passage de 80cm + un passage de 65cm.
- * Cette chambre est équipée en standard d'un châssis tout en inox complété par 2 civières plates et 2 civières avec réserve et bonde pour la préparation des corps.
- * Les civières sont elles aussi en inox de qualité 304 L.

Spécifications Techniques

- * Dimensions extérieures : Largeur 222 x Profondeur 222 x Hauteur 226 (hors groupe)
- * Dimensions intérieures : Largeur 210 x Profondeur 210 x Hauteur 210

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/morgue/5266-chambre-froide-4-corps-modele-frima-morg421.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com