

FICHE PRODUIT

Tonomètre à aplanation

Référence : SOC-IMP-YZ30

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Tonomètre à aplanation pour lampe à fente.

Caractéristiques :

- L'instrument est conçu sur la base du tonomètre de GOLDMAN. Le type T et le Type R sont disponibles.
- Il peut rester installé en permanence sur la lampe à fente.
- Monté sur un pivot de fixation se trouvant sur la partie supérieure du microscope.
- Pour l'examen tonométrique il est placé devant le microscope par simple rotation.
- Un cran assure le centrage parfait du prisme dans l'axe du microscope gauche.
- Obtention immédiate de la pression oculaire.
- Mesures précises et tolérance totale inférieure à 0,066 KPa (0,55 Hg)
- La pression oculaire mesurée n'est pas affectée par la "dureté" de l'oeil.
- Le volume oculaire affecté est de 0,56 millimètre cube.
- Produit offrant une stabilité et une fiabilité à long terme.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tonometre/5271-tonometre-a-aplanation.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com