

FICHE PRODUIT



Autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 18 Litres

Référence : SOC-AUTOMANUEL18L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 18 L

Decouvrez l'**Autoclave manuel (cocote minute)** commercialisé par **SOCIMED**, et spécialement conçu pour une utilisation en laboratoire, les centres de santé, pour la stérilisation et la désinfection des instruments, etc..

Il peut être également utilisé en cuisine pour la cuisson.

Caractéristiques de l'Autoclave manuel en forme de marmite (cocote minute) 18 L :

- Pour une stérilisation sur secteur électrique ou réchaud à pétrole ou à gaz, ou même au feu de bois.
- **Source d'énergie:** Electrique, réchaud à pétrole ou à gaz, ou même au feu de bois.
- **Pression de désinfection:** 0.14-0.165MPa
- **Volume de stérilisation:** 18L(φ280*236mm)
- **Alimentation:** 220 V

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Puissance:** 2 KW

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/5273-autoclave-manuel-marmite-16l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com