

FICHE PRODUIT

Sacoche de transport pour monitoring Foetal CADENCE/F2/F3/F6/F9

Référence : SOC-MALCAD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Mallette de transport pour monitoring Fœtal (Cardiotocographe) CADENCE/F2/F3/F6/F9.

Cette sacoche permet de transporter facilement et discrètement le monitoring Fœtal et ses accessoires.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-cardiotocographe/5274-mallette-de-transport-pour-monitoring-cadence.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com