

FICHE PRODUIT



Stérilisateur à chaleur sèche (poupinel) 53 litres

Référence : DHG-9053A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Stérilisateur à chaleur sèche - Poupinel 53 litres :

Pour la stérilisation du matériel médical, du laboratoire et industriel. chambre de stérilisation en acier inox. utilisation facile système intelligent contrôlé par microprocesseur; affichage simultané de la température programmée et de la température réelle sur afficheurs numérique.

Le Stérilisateur à chaleur sèche - Poupinel 53 litres est muni d'un système de circulation d'air chaud qui garanti une répartition homogène de la température dans la chambre de stérilisation. stérilisateur automatique ventilé plage de contrôle de la température: + 10°C à 200°C.

- Dimensions de la chambre de stérilisation (mm): 420 x 350 x 350
- Dimensions externes de l'appareil (mm): 780 x 660 x 620
- Puissance: 800W
- Poids: 44 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/5275-sterilisateur-a-chaaleur-seche-poupinel-53.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com