


FICHE PRODUIT

Lampe Opération, Scialytique mobile avec batterie de secours

Référence : SOC-COR124

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spécification techniques:

Illumination : entre 50000Lx et 60000Lx

La température de couleur : 4500±500K

Tension principale : C.A. 220V±10% 50Hz

Tension ampoule : AC24V

Puissance ampoule : 125W

Puissance d'entrée : 150VA

Batterie de secours : 2 heures

Poids : 43 Kg

Nombre d'ampoules : 03 ou 05 au choix

La durée maximale de travail de l'accumulateur en relais est de 2 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-scialytiques/5276-scialytique-coralie.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com