

FICHE PRODUIT

Pèse personne électronique EB9002

Référence : SOC-EB9002

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques

- Particularité : Fonction Step-Off et Tip-on, écran LCD de grande taille favorisant une lecture rapide et du poids, solide grâce au verre de sécurité, élégant design en acier spécial.
- Capacité Maximale : 180 kg
- Graduation: 50 g
- Faible consommation de pile Indicateur de niveau de batterie: OUI
- Alimentation: pile 3V lithium (CR2032)
- Dimensions nette (Lx HxP): 30.2 x 30.2 x 4.0cm
- Dimensions brute (Lx HxP): 38 x 36 x 31.5cm
- Poids : 2 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/5282-pese-personne-electronique-eb9002.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com