

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse à Microhématocrites

Référence : SOC-SH120-1

Points forts

- délais : 5 Jours
- Garantie : 1

Description du produit

Spécifications Techniques du Centrifugeuse à Microhématocrites :

Alimentation: 220V±10% 50Hz 2A

Vitesse maximale: 12000R/Min

Max.RCF: 15300xg

Power Input: 230W

Power output: 100W

Capacité: 24PCS CAPILLAIRE Dia.1.5MM

Poids: 12.5kg

Dimension: 27x31x28

Régulation: (11000r/min, 12000r/min)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/5283-centrifugeuse-a-microhematocrites.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com