

FICHE PRODUIT

Coagulomètre 2 canaux

Référence : SOC-COAG2C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Coagulomètre 2 canaux

Le **Coagulomètre 2 canaux** est un **analyseur semi-automatique pour l'hémostase**. Il est livré avec distributeur de billes et consommables de démarrage. Son principe de mesure est opto-mécanique (optique et mécanique). Il a un système de détection optomécanique-déclenchement automatique de la mesure ainsi qu'un système "ouvert" sans maintenance.

Autres informations sur le Coagulomètres 2 canaux:**Toutes les analyses de routine:**

- TP (Temps de Prothrombine)
- TCA (Temps de Céphaline Activée)
- TT (Temps de Thrombine)
- Fibrinogène
- Plus 4 positions libres pour les facteurs de coagulation

Simple et Automatique:**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fonctionne avec toute pipette standard
- Autocontrôle à la mise sous tension.
- Message d'attente TEMP LO jusqu'à la température de travail
- Gestion automatique de l'incubation après insertion des cuvettes échantillons
- Déclenchement automatique de la mesure par ajout du réactif.
- Résultats calculés, affichés et imprimés automatiquement.

Dimensions: 125 X 105 X 305 mm (l x H X L)

Poids: 2,2 kg

Consommation: 20 VA

Alimentation: 110/220 V 50-60 HZ

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coagulometres-coagulation/5284-coagulometre-2-canaux.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com