

FICHE PRODUIT



Coagulomètre 4 Canaux

Référence : SOC-COAG4C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Coagulomètre 4 Canaux

Le **Coagulomètre 4 Canaux** est un **analyseur semi-automatique pour l'hémostase**. Il est livré avec distributeur de billes et consommables de démarrage.

1. Principe de mesure: Opto-mécanique (optique et mécanique).
2. Système de détection optomécanique
3. Déclenchement automatique de la mesure
4. Système "ouvert" sans maintenance.

Informations supplémentaires sur le Coagulomètre 4 Canaux:

a) Toutes les analyses de routine:

1. TP (Temps de Prothrombine)
2. TCA (Temps de Céphaline Activée)
3. TT (Temps de Thrombine)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

4. Fibrinogène -Plus 4 positions libres pour les facteurs de coagulation Simple et Automatique.
5. Fonctionne avec toute pipette standard -Autocontrôle à la mise sous tension.
6. Message d'attente TEMP LO jusqu'à la température de travail.
7. Gestion automatique de l'incubation après insertion des cuvettes échantillons.
8. Déclenchement automatique de la mesure par ajout du réactif.
9. Résultats calculés, affichés et imprimés automatiquement.

b) Dimensions: 250 X 125 X 325 mm (l x H X L) Poids: 5 kg

c) Consommation: 30 VA

d) Alimentation: 110/220 V 50-60 HZ

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coagulometres-coagulation/5285-coagulometre-4-canaux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com