

FICHE PRODUIT



AUTO REFRACTOMETRE, Modèle FA 6000A

Référence : SOC-INP-FA6000A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

AUTO REFRACTOMETRE modèle FA 6000A

- Mesures précises et performantes affichées sur écran N/B
- Système automatique de haute précision (mode brouillard)
- Mesure automatique de l'écart pupillaire
- Oeil fantôme en accessoire standard
- Très facile d'utilisation, toutes les opérations peuvent être réalisées à l'aide d'une seule main grâce au joystick.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refractometre-keratometre/5288-auto-refractometre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com