

FICHE PRODUIT

TONOMETRE A AIR PULSE REICHERT

Référence : SOC-LAG-AT555

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

TONOMETRE A AIR PULSE NON CONTACT

Simplicité de prise de mesure pour l'utilisateur comme pour le patient. Le système totalement automatisé le TONOMETRE A AIR PULSE, qui ne requiert aucun dispositif manuel de fonctionnement des appareils, offre toute la flexibilité nécessaire. Un léger souffle suffit pour déterminer la pression intra-oculaire.

Une mesure fiable qui est un véritable gain de temps : Il suffit au patient de déposer son front sur le repose-front et de fixer le point lumineux.

Le réglage automatique de la distance de la tête de mesure à l'œil assure le meilleur résultat possible.

La simplicité d'utilisation du tonomètre à air permet de réaliser des mesures précises après peu de temps d'initialisation.

Caractéristiques :

- * Totalement automatisé.
- * Aucune manipulation manuelle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Mesure non contact assurant une totale sécurité d'hygiène.
- * Edition des résultats sur une imprimante intégrée.
- * Interface RS 232 de transfert de données vers PC.
- * Simplicité de prise de mesures pour l'utilisateur comme pour le patient.
- * TONOMETRE A AIR PULSE Totalement automatisé, ne requiert aucun dispositif manuel de positionnement.
- * Une fonctionnalité bien pensée.
- * Tous les réglages préalables se font sur un clavier à 5 touches.
- * Le TONOMETRE A AIR PULSE ne nécessite pas de maintenance particulière.
- * Rapidité de la documentation et de l'information.
- * Les résultats affichés sont conformes à la norme Goldman.
- * Edition des résultats sur l'imprimante intégrée.
- * Interface RS 232 de transfert de données vers PC.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tonometre/5289-tonometre-a-air-pulse-reichert.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com