

FICHE PRODUIT



Projecteur de test : optotypes

Référence : SOC-INP-ACP990L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

PROJECTEUR DES (TESTS) OPTOTYPES A LED

Caractéristiques :

- Correction automatique grâce à son système à double focus.
- Images plus claires et plus précises grâce à une source lumineuse LED
- Projection contrôlée par télécommande infrarouge programmable.
- Possibilité de projection des tests 1 par 1
- Luminosité et projection uniforme.
- Ecran de projection polarisé (390 x 470 mm)
- Distance de projection: 2 à 6 m
- Rapport optique de projection: 30 x (réfraction de 5 m)
- Taille de projection: 330 x 225 mm, Diamètre 275 mm (réfraction de 5 m)
- Nombre de tests: 33
- Vitesse de sélection des tests: 3 images par seconde.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Nombre de masques: Plein écran (x1) isolement par ligne horizontale (x3), isolement par ligne verticale (x8), Isolement lettre par lettre (x16), test mobile rouge/vert (x1)
- Inclinaison: 10° horizontalement, 10° verticalement
- Lampe de projection: LED longue durée
- Mise hors tension automatique: 5 minutes
- Alimentation: 110V / 60 Hz 220V / 50 Hz
- Puissance : 65W
- Dimensions LxPxH: 196 x 292 x 234
- Poids: 6,5 kg.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/projecteur-de-tests-afficheur-d-optotypes/5290-projecteur-de-test-optotypes.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com