

FICHE PRODUIT

FRONTOFOCOMETRE AUTOMATIQUE, Modèle TL-6000A

Référence : SOC-INP-TL6000A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

FRONTOFOCOMETRE AUTOMATIQUE modèle TL-6000A

Caractéristiques :

- Facile d'utilisation et robuste.
- Rapide, précis, alignement et prise de mesure aisées.
- Mesure tous les types de verres unifocaux, progressif et bifocaux.
- Mesure les écarts pupillaires pour un contrôle complet.
- Ecran LCD et imprimante thermique.
- Mode automatique de sauvegarde d'énergie.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/frontofocometres/5291-frontofocometre-automatique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com