

FICHE PRODUIT

Mallette verres de correction Lunettes d'essai

Référence : SOC-INP-TSI263

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

MALLETTE DE VERRES DE CORRECTION

Mallette en cuir cerclage plastique BI 263 pièces incluant 2 cylindres croisés 0,25 & 0,50D, 1 lunette d'essai universelle type oculus, 1 face binoculaire +/- 0,25D

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/promotions/5292-mallette-des-verres-de-correction.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com