

FICHE PRODUIT



Ventouse obstétricale mécanique ECO

Référence : SOC-601722

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

La Ventouse obstétricale mécanique ECO Comprend:

- 1 ventouse complète diam. 40 mm
- 1 ventouse complète diam. 50 mm
- 1 ventouse complète diam. 60 mm
- 1 support flacon en fil plastifié
- 1 flacon d'aspiration en verre
- 1 pompe manuelle pour dépression
- 1 bouchon avec manomètre
- 1 jeu de tuyaux caoutchouc

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ventouses-obstetricales/5296-ventouse-obstetricale-mecanique-eco.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com