

FICHE PRODUIT

Auxiliaire de pipetage BIBBYJET PRO

Référence : SOC-BIBBYJET

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Léger, silencieux et efficace, le contrôleur de pipetage Bibbyjet Pro vous offre le pipetage en série sans fatigue.
- Deux boutons de fonction suffisent à assurer l'aspiration et l'évacuation de nombreux liquides, mêmes visqueux, sans effort, lentement ou rapidement selon vos besoins.

Caractéristiques:

- Forme ergonomique.
- Conçu pour le pipetage d'un grand nombre de liquide même à haute viscosité
- Un seul levier permet de contrôler parfaitement l'aspiration, l'ajustage du volume et la distribution du liquide
- Contrôle continu de la puissance
- Autonomie d'une journée de travail sans recharge
- Accepte tout type de pipette de 0,1ml à 100 ml
- Valve anti-retour et membrane filtrante en PTFE (0,3µm) pour une protection efficace contre la corrosion

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Son ergonomie et sa légèreté (205g) permettent de travailler sans fatigue même pour de longues durées
- L'adaptateur de pipette en silicone et la membrane filtrante sont entièrement stérilisables à la vapeur à 121°C

Batterie: accumulateur Nickel Cadmium

Livré avec: 1 chargeur 230V/50Hz, 2 membranes filtrantes 0,2µm, 1 support mural, 1 mode d'emploi

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5301-auxiliaire-de-pipetage-bibbyjet-pro.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com