

FICHE PRODUIT



Autoclave de table à vapeur d'eau classe B - 18 L

Référence : SOC-TINHERO18

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques techniques de l'Autoclave de table à vapeur d'eau classe B - 18 L:

- Stérilisation totale des corps creux par fractionnement du vide.
- Stérilisateur à vapeur d'eau de type B selon la norme EN13060. Pour la stérilisation des objets pleins, creux ou charges poreuses, emballés ou non.
- Porte à fermeture motorisée, à triple protection, garantissant une meilleure sécurité, un fonctionnement plus pratique et une régulation automatique du serrage.
- Générateur instantané de vapeur, placé à l'extérieur de la chambre, permettant des cycles de stérilisation plus rapides et réduisant les consommations d'eau.
- Afficheur graphique facilitant le choix du programme par l'utilisateur, permettant le contrôle continu du déroulement du cycle et la signalisation des erreurs éventuelles.
- 10 programmes dont un cycle prion.
- 2 ou 3 programme-tests (test Bowie Dick et/ou test Hélix, test de vide).
- Réservoirs d'eau neuve et d'eau usagée nettoyables.
- Remplissage et vidange automatiques de l'eau.
- Imprimante thermique intégrée, pour l'enregistrement et l'impression des données des cycles de stérilisation, permettant à l'utilisateur un contrôle rapide des cycles et une traçabilité plus facile.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Chambre en acier inoxydable, de forte épaisseur, moulée d'une seule pièce.
- Chambre équipée de 5 plateaux et d'un support réversible plateaux / cassettes.
- Raccordement direct possible au dé minéralisateur Aquastar ou à l'osmoseur.
- Osmostar pour le remplissage automatique du stérilisateur en eau déminéralisée (en option : nous consulter).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-de-table/5303-autoclave-de-table-a-vapeur-d-eau-classe-b-newstar-18-l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com