


FICHE PRODUIT



Chambre mortuaire démontable pour 12 corps, Modèle Fiocchetti

Référence : SOC-CHMORD12

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Chambre mortuaire démontable pour 12 corps, Modèle Fiocchetti

- Chambre mortuaire de structure interne en Acier inoxydable et de structure externe de couleur Blanche.
- Type porte pleine
- Type réfrigération ventilée

Caractéristiques:

- Epaisseur isolation 80 (polyur. mm)
- Nombre de portes: 4
- Gaz réfrigérante R404A
- Gamme température: +2° +10°
- Disponible aussi en température négative entre 0° - 20°C
- Contrôle/réglage température Thermostat électronique digital

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Type dégivrage Automatique

Spécifications techniques:

- Voltage 400V/3/50Hz
- Capacité: 12 corps
- Fermeture à clé de série
- Eclairage intérieur de série
- Largeur: 366 cm
- Profondeur: 226 cm
- Hauteur: 236 cm
- Poids net: 1500 Kg

Accessoires Disponibles:

- Chariot hydraulique (30 - 165 cm ou 30 - 195 cm)
- Chariot hydraulique avec relèvement électrique 12V (30 - 165 cm)
- Enregistreur papier circulaire de température
- Extra: civière en acier
- Porte individuelle pour chaque civière
- Revêtement extérieur en acier inox
- Revêtement intérieur en acier blanc
- Système d'alarme audiovisuel min/max température et coupure de courant (il peut être à distance).

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/morgue/5306-chambre-mortuaire-demontable-pour-12-corps-modele-fiocchetti.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com